

Hoja de Trabajo de Programación de Bombas - Modo Variable

Nombre del paciente: _____ MRN: _____

Fabricante/modelo de bomba: _____ Número de serie: _____

Fecha límite PM: _____ Número de RX: _____

Unidades: ML

Retraso: APAGADO

Volumen de bolsa: _____

#ML de dosis: _____

Tasa KVO: _____ ML/HR

| Dosis | Cantidad de infusión (ML) | Ritmo (ML/HR) | Hora (HH:MM) |
|-------|---------------------------|---------------|--------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Dosis total:

Tiempo total:

Volumen total::

Opciones:

Nivel de bloqueo _____ (para IVIG fijado en 1)

Total por hora: APAGADO ENCENDIDO (para IVIG fijado en apagado)

Limpieza por hora: APAGADO

Oclusión descendente: BAJO ALTO (para IVIG fijado en alto)

Sensibilidad atmosférica: 0.1ml 2.0ml (para IVIG fijado en 2.0ml)

Audio: 9

Conserve este documento en el domicilio del paciente.